


ALÜMİNYUM TEKERLEKLİ SANDALYE MODEL:RMTS-02



KULLANIM KILAVUZU



Kurulum ve Kullanım
Videosu için
For Installation and
Usage Video
Taratiniz.
Scan it.



Manuel tekerlekli sandalye mevcut itme jantları ile , kullanıcının sandalyede kendisini ileri doğru sürmesine olanak tanır. İtme jantları olmayan sandalye; genellikle sandalyenin arkasında bulunan bir kişi tarafından sandalye arkasındaki tutma kolları kullanılarak itilir.

KULLANIM ADIMLARI

- 1. Ellerinizi hazırlayınız:** Özellikle tekerlekli sandalye kullanmayı yeni öğreniyorsanız, tırnaklarınızı kırılmaması için kısa kesin. Ellerinizi kirden ve yaralanmalardan korumak için parmaksız eldiven kullanabilirsiniz.
- 2. Tekerlekleri ilerletme:** Manuel sandalye, eller için tasarlanan itme jantı da denilen metal jantlar sayesinde kullanıcısının kontrolündedir. Bu jant yere temas etmez. Bu şekilde bütün tekerleği (hem jant ve hem lastik) kavramak Sizin İçin daha kolay olacaktır. Her İki şekilde de kullanılabilir.
- 3. İleri gitme:** İleriye gitmek İçin, geriye uzanınız ve olabildiğince geriden tekerlekleri kavrayınız. Jantları tutunuz ve İleriye hareket ettirerek tekerlekleri itiniz.
- 4. Geri gitme:** İleri uzanarak tekerlekleri kavrayınız ve geri itiniz. Dikkat; öndeki küçük tekerlekler kendi mili etrafında dönecektir. Arkanıza bakmayı unutmayınız!
- 5. Sağa dönme:** Sağ tekeri sabit tutunuz ve sol tekeri ileri itiniz.
- 6. Sola dönme:** Sol tekeri sabit tutunuz ve sağ tekeri ileri itiniz.
- 7. Olduğu yerde döndürme:** Eğer dar bir köşedeyseniz, aynı noktada sandalyeyi döndürmeniz gerekebilir. Bir tekeri ileri itiniz ve diğerini de aynı anda geri itiniz.
- 8. Durdurma:** Jantları kavrayınız ve yavaşlatmak için sürtünmeden yararlanınız. Başparmağınız ile işaret parmağınızın birinci eklemi arasında jantı sıkınız. Eğer jantlar ıslaksa, bunların yerine lastiği sıkınız. Bu durma şekli ile eğimli bir zeminde veya aniden durduğunuzda sürtünme nedeniyle oluşan ısıdan elleriniz yanabilir, dikkatli olunuz.
- 9. Sabit durma:** Belli bir süre sabit duracaksınız örn. masada oturacaksınız veya elinizi bir şey için kullanacaksınız örn. paltonuzu çıkartacaksınız frenleri kullanınız, aksi durumda geri kayabilirsiniz!
- 10. Tümsekler veya rampalar üzerinden gitme:** Mümkün olduğunca tümsekler veya rampalardan kaçınınız. Öncelikle yavaş gidiniz. Hızlı gidiş esnasında bir rampaya çarpılması (1 cm gibi küçük bir yükselti dahi olsa) sandalyeden düşmenize sebep olabilir. Küçük tümsekler üzerinden rahatça geçmek için ön tekerlekleri yeterince kaldırabilmek amacıyla pratik yapılması faydalıdır.
- 11. Tümseği zikzak yaparak geçme:** Kaldırım taşı gibi büyük engeller yavaş ve güvenli bir şekilde zikzaklar yapılarak geçilebilir. Büyük engelleri geçerken tekerlekleri çevirmeyi bırakmayınız aksi takdirde devrilebilirsiniz.
- 12. Kaldırım kenarından veya basamaktan atlama:** İyi bir denge ile kaldırım kenarından veya basamaktan inilebilir. Bu, pratik yapmayı gerektirir. Kaldırım kenarında durunuz. Tekerleklerinizi ve ağırlık merkezini dengeleyerek basamaktan ininiz. Sandalyeyi sıkıca kavrayınız. Kalkış sırasında hafifçe öne doğru eğiliniz. Arka tekerlekleriniz ön tekerleklerinize çok hafif vuracak şekilde, kendinizi biraz geriye doğrultmanız gerekecektir. Geriye düşmemek için dikkatli olunuz.

Bir kask kullanarak ve küçük bir adımlarla başlanması tavsiye edilir.

SPESİFİKASYONLAR

Kol ve ayak koyma yerleri: Sabit Pedallar: Paslanmaz Çelik

Teker ölçüsü: 24"

Maksimum kullanıcı ağırlığı: 120 kg Koltuk genişliği: 46 cm

Tam Boy: 90 cm

Ağırlık: 17 kg

Ölçüler: 90x26x89 cm



ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş

Cihangir Mah. Kemal Türkler Sok. No:5/1 Avcılar/
İstanbul

444 78 96

www.respirox.net / www.ecemedikal.com.tr

Yayın Tarihi: 17.05.2023