

## KOMPRESÖRLÜ NEBÜLİZATÖR (AXD-303)

1. Cihaz taşınabilir, pratik ve her ortamda kullanılabilir olmalıdır.
2. Cihaz çocuk ve yetişkin hastalara uygun olmalıdır.
3. Cihaz rahatsızlık vermeyecek kadar gürültüsüz çalışmalıdır ve cihazın ses seviyesi 65 desibelden az olmalıdır
4. Cihaz haznesi 7 ml olmalıdır
5. Cihazdan çıkan aerosol şeklindeki ilacın buhar seviyesi ilaç haznesiyle ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
6. Ortalama püskürtme oranı  $\geq 0.2$  ml/dk. Olmalıdır.
7. Damlacık büyüklüğü 1-5  $\mu\text{m}$  olmalıdır.
8. Set içerisinde bir adet nebulizatör, bir adet ilaç haznesi, bir adet hortum, bir adet yetişkin maske, bir adet pediatrik maske, bir adet ağızlık, 5 adet yedek filtre olmalıdır.