

For **AS**

Medikal

*Nefes Aldıran
Çözümler...*

www.foras.com.tr

For *AS*

Foras Bilg. Elek. Med. San. Tic. Ltd. Şti.

Foras Medikal 1997 yılından bu tarafa teknolojik medikal ürünler üretmektedir. Ürün portföyünde suni solunum cihazı ve bu cihaz ile kullanılan diğer ürünleri ileri teknoloji ile insanlığın hizmetine sunmaktadır.

İstanbul ve Ankara şubeleri, Türkiye genelinde bayileri ve 20'den fazla ülkeye ihracatı bulunmaktadır.

General Electric Home Care ürünlerin Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır.

Ürün yelpazesini devamlı geliştirmek ve yeni ürünlerin üretilmesi için AR-GE çalışmalarına önem vermekte bu konuda istihdam ettiği teknik personel ile devamlı olarak uzun test ve denemeler sonunda yeni ürünler hizmete sunmaktadır.

Firma çalışmalarını ISO 9001:2008 ve 13485 standartlarına göre yapmakta ve bütün ürünleri CE belgesine sahiptir.

VENTİLATÖRLER

Ventilas SP 100

- Çok fonksiyon solunum modları
- Kolay kullanım
- Sessiz ve Küçük tasarım
- Geniş ve Aktif LCD ekran
- Grafik ve Analog Ekran Menüsü
- Uzun Batarya Süresi
- Basınç ve volüm kontrollü ventilasyon modları



iVent 101

- Dokunmatik Renkli Ekran
- Infant, Pediatrik ve Adult Uygulama seçenekleri
- 40 ml tidal volüm
- Klinik ve Ev Seçenekleri
- Basınç ve volüm kontrollü ventilasyon modları



VENTİLATÖRLER



Vivo 60

- Alanında en kaliteli ve gelişmiş ventilatör
- 11 ayrı solunum modu
- CO2 Karbondioksit ölçümü,
- O2 Oksijen ölçümü,
- Yetişkin ve pediatrik valf sistemi ile çocuk hastalarda mükemmel uyum,
- 4 farklı hasta devresi seçeneği,
- dual hasta devresi



Vivo 50

- Tam ekranı, dalgalara, rakam verilerine ve akım göstergesine ulaşım.
- 4 saat dayanıklı kendi iç bataryası ve opsiyonel eklenebilen 8 saatlik klik-on bataryası sayesinde çalışma özgürlüğü.
- İhtiyaçlara uygun geliştirildiğinden uzaktan kumandalı açma/kapama, uzaktan kumandalı alarm ve hemşire çağrı sistemi eklenebilirliği.
- FIO2 ve SpO2 sensörleri, ekranda değer ve alarmlarını göstererek devrenin üst düzeyde görüntülenmesi.
- Kullanıcı dostu ön paneli sayesinde tüm menülere kolay ve direkt ulaşım.
- Bilgi yardım metni sayesinde alarmlar, ayarlar ve sorun giderme ile ilgili her türlü bilgiye her yerde erişim.

VENTİLATÖRLER

Vivo 30

- Klinik Bpap ST uygulaması
- 3 ventilasyon modu
- Esnek DC güç seçenekleri
- 2 cihaz modu
- eSync, uyumlu solunum
- Kapsamlı alarm paketi
- Evde ve hastanede kullanım için tasarım
- Opsiyonel entegre ısıtıcı nemlendirici
- Anlaşılır menü yapısı ve arka ışığı ile büyük ve kolay okunur ekran
- Veri/takvim hafızası
- Arka ışıklı büyük ve kullanımı kolay tuşlar
- Geniş PC yazılım programı
- Ankastre çalar saat
- Az yer kaplama, geniş sabitlik
- Dönen pimli hortum çıkışı
- Kolay taşınabilir
- Bir çok tip maskeye uygun tasarım
- Dünya çapında güç sürekliliği
- 30 dB (A)'den düşük gürültü



Vivo 40

- Hedef volüm sayesinde sabit tidal volüm
- Tam alarm paketi
- İnvaziv ve non-invasiv kullanım
- Dahili batarya
- eSync, uyumlu solunum
- Opsiyonel entegre ısıtıcı nemlendirici
- Evde ve hastanede kullanım için tasarım
- Veri/takvim hafızası
- Anlaşılır menü yapısı ve arka ışığı ile büyük ve kolay okunur ekran
- Geniş PC yazılım programı
- Arka ışıklı büyük ve kullanımı kolay tuşlar
- Az yer kaplama, geniş sabitlik
- Bir çok tip maskeye uygun tasarım
- Dünya çapında güç sürekliliği
- 30 dB (A)'den düşük gürültü
- Esnek DC güç seçenekleri



SLEEPAS UYKU CİHAZLARI

Bipap ST

- 3 - 30 cmH₂O basınç aralığında,
- Entegre ve devrilmeye su dökülmemeyen NEMLENDİRİCİ,
- inspiriyum time, nefes sayısı ve inspiriyum ekspiryum triger ayarlı
- Renkli ve dokunmatik ekran
- kompakt Sleepas BIPAP ST
- Mikro SD kart ile 5 yıldan fazla veri depolayabilme



Cpap

- Entegre nemlendiricili,
- su dökülmelere karşı korumalı,
- Renkli ve dokunmatik ekran,
- Mikro SD kart ile veri depolayabilme,

AutoCpap

- Entegre nemlendiricili,
- devrilmelerde su dökülmemeyen tasarım,
- renkli dokunmatik ekran,
- Mikro SD kart ile 5 yıldan fazla veri depolama,



Bipap

- 3 - 25 CmH₂O basınç aralığı,
- Entegre ve devrilmelerde su dökülmelere karşı korumalı
- Renkli ve dokunmatik ekran,
- Mikro SD kart ile 5 yıldan fazla veri depolayabilme,

Sleepas Elit

- Cpap, Apap, Bipap ve Bipap ST özellikleri
- Secilebilen özgün tasarım



BREAS UYKU CİHAZLARI

iSleep 25 Bilevel ST

- eSync uyumlu solunum
- Entegre nemlendirici ile birlikte dahi az yer kaplama
- Ayarlanabilir nefes alma tetikleyicisi ve otomatik nefes verme tetikleyicisi
- Cihaza özgü şekerleme fonksiyonu
- Uzaktan kumandası sayesinde kapsamlı ve kolay PC yazılımı
- Akış, basınç, sızıntı ve volüm verileri ile detaylı hasta günlük raporu
- Hafıza kartı özelliği
- Entegre kaçak hesaplanması
- Ev için tasarım



i Sleep 22

- eSync uyumlu solunum
- Dakikada 6 nefes sabit yedek oranı,
- Entegre nemlendirici ile birlikte dahi az yer kaplama
- Ayarlanabilir nefes alma tetikleyicisi ve otomatik nefes verme tetikleyicisi
- Cihaza özgü şekerleme fonksiyonu
- Uzaktan kumandası sayesinde kapsamlı ve kolay PC yazılımı
- Detaylı hasta günlük raporu
- Hafıza kartı özelliği
- Entegre AHI ve kaçak hesaplaması
- Ev için tasarım

i Sleep 20

- AHI
- Ev için tasarım
- 'Truly' entegre ısıtıcı nemlendirici
- Az yer kaplama, geniş sabitlik
- Arkaplan ışığı ve kolay menü yapısı ile büyük ve okunaklı ekran
- Ankastr e çalar saat
- Elektrik hatasında yeniden başlatma fonksiyonu
- 30db(A) 'den az gürültü
- Ayarlanabilir ramp fonksiyonu
- Cihaza özgü şekerleme fonksiyonu
- Uzaktan kumandası sayesinde PC yazılımının kolay ve kapsamlı kullanımı
- Klinik ve Ev modları

Z1

- Sıradışı insanların Cpap Cihazı
- Z1 dünyanın en küçük cpap sistemi
- 8 saat ekstra batarya
- 284 gr ağırlığında
- 26 desibelde gürültü oranı

i Sleep 20i

- Patentli iTeknoloji sayesinde kendi ayarlanabilir basınç
- Uzaktan kumandası sayesinde kapsamlı ve kolay PC yazılımı
- Anormal solunumu gösteren detaylı günlük veriler
- Hafıza kartı özelliği
- Entegre AHI ve sızıntı özelliği
- Elektrik hatasında yeniden başlatma fonksiyonu
- Son derece düşük gürültü
- Cihaza özgü şekerleme fonksiyonu
- Entegre nemlendirici ile birlikteyken bile az yer kaplama
- Ev için tasarım



HUMIDIFIER ÇEŞİTLERİ

DH 300

- İki Noktadan Isı Kontrollü,
- Isıtıcı Tel veya Telsiz çalışabilme Özelliği,
- Nem Oranı Ayarlama,
- Sıcaklık Ayarlama,
- Görsel ve İşitsel Ayarlı Nemlendirici



DH 310

- Tek noktadan ısı kontrolü,
- Isıtıcı tel ile çalışma,
- Ayarlanmış nem oranı,
- İnvaziv ve non-invaziv seçenekleri.

DH 100

- Işık Göstergeli Sıcaklık Ayarı,
- Kolay kullanım ve Ayar Özelliği
- Isıtıcı tel ile çalışma (Opsiyonel)



SN 100

- Kolay Kullanım,
- Manuel sıcaklık kontrollü nemlendirici



ORA NAZAL MASKELER



Sleepas Ağız Burun Maskesi

- CPAP, BiPAP ve Ventilatör Kullanımında,
- 3 Farklı Boy,
- Boylarına göre Farklı Renk
- Alın Yastıklı



Gece Ora-Nazal Maske

Silikon ve PC malzemeden üretilmiş çok kullanımlık, Yeşil renk Large, Şeffaf renk medium, Mavi renk Small, Sarı renk XSmall, Lila renk XXSmall olmak üzere ebatlarına göre renk kodlu, çene desteği ile konforlu bir kullanım sağlayabilen, her boy maske

ile kullanılabilen silikon ve neopren kafa bantı seçeneği, uyku cihazları için anti-asfiksi valfli ve ekselesyon portlu, Ventilatörler için ekselesyon portsuz kullanılabilme özelliği, direk 22mm F ve M çıkış özelliklerine sahip, yeni tasarım bir üründür.



NAZAL MASKELER

SleepAs A1 Nazal Maske

Cpap ve Bipap ile kullanılabilen 360°C döner başlıklı, deęiřtirilebilen 2 yönlü ayarlanabilen silikon hava yastıklı non-invaziv burun maskesi



Gece Nazal Maske

Silikon, hafif, oksijen giriřli, esnek, 360 °C dönebilen hava giriřli, silikon alın destekli, küçük ve orta boy Cpap, Bipap Maskesi



NEMLENDİRİCİ SU HAZNELERİ



SN-300 A/F

- Disposable,
- Yenidoğan / Çocuk Otomatik Doldurmalı Nemlendirme Su Haznesi



SN-560

- Tek kullanımlık,
- Yetişkin Nemlendirme Su Haznesi



SN-260

- Tek Kullanımlık,
- Yenidoğan / Çocuk Nemlendirici Su Haznesi

SN-170 R

- Otoklav edilebilir Çok Kullanımlık yenidoğan/ çocuk, nemlendirici su haznesi.



SN-270 R

- Yetişkin Çok Kullanımlık Otoklav yapılabilen Nemlendirici Su Haznesi

OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ



- Sessiz,
- Hafif 17 kg,
- 5 litre/Dakika
- Kolay Kullanım

**FORAS Oksijen
Konsantratörü**

ISITICI TEL ADAPTÖRLERİ

• Her türlü humidifier ve hasta devrelerine uygun ısıtıcı tel adaptörleri

Isıtıcı Tel
Adaptörü 2'li



Isıtıcı Tel
Adaptörü 3'lü



Dual Isıtıcı Tel
Adaptörü 2'li



Dual Isıtıcı Tel
Adaptörü 3'lü



Reusable Isıtıcı
Tel Adaptörü



NEMLENDİRİCİ ISI PROBLARI

• Her türlü nemlendirme cihazına uygun ısı probları

Tek Noktadan
Kontrollü
Isı Probları




İki Noktadan
Kontrollü
Isı Probları



SOLUNUM DEVRELERİ

Ev Tipi Ventilatör Devreleri



SOLUNUM HORTUMLARI

Cpap Hortumları



ANAL KATETER

Anal Kateter Torbası



Anal Kateter Gaita Toplama Sistemi



Anal Kateter Toplama Sistemi

FORAS ANAL KATETER TOPLAMA SİSTEMİ

İçerik
1.Kateter
2.Torba (3 adet)
3.Singa
4.Kaydırıcı Jel
5.Kullanım Kılavuzu

45 ml Su ile Bolunu Doldurma Portu

Irigasyon Portu

Torba asması ve Torba taşıma pimi

Badon ve Parmak Takma Yuvası

Rektum Yerleştirme Çizgisi

JEL

Torba Konnektörü

3,44 mm

CE 1984

STERİL DEĞİL

For AS
Bil.Ekt.Medikal San.Tic.Ltd.Şti
Ostim Mah.1486. Sokak
Eski 577) No:25
Yenimahalle/Ankara
www.foras.com.tr

Foras Bilg. Elek. Med. San. Tic. Ltd. Şti.

Merkez

Ostim Mahallesi 1466. Sk. (Eski 677) No: 28
Yenimahalle - Ankara
Tel: 0312 395 77 66
Faks: 0312 395 77 67
Mail: info@foras.com.tr

Ankara

Azerbaycan Caddesi 31/E
(3. Cad. SGK Karşısı) Bahçelievler
Tel:0312 223 14 22
Mail: bahceli@foras.com.tr

İstanbul

Hocapaşa Mah. Ebu Suud Cad. 38/A
(SGK Karşısı) Sirkeci-Eminönü/ İSTANBUL
Tel: 0212 514 86 71
Mail: foras@foras.com.tr